



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Y MATEMÁTICAS

MANUAL DE LABORATORIO DE FÍSICA



FÍSICA MODERNA

Escrito por:
Heriberto Peña Pedraza



¡BIENVENIDOS A LOS LABORATORIOS DE FÍSICA MODERNA!

LOS PROFESORES QUE LES GUIARÁN EN ESTOS LABORATORIOS DE FÍSICA MODERNA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, LES RECIBIMOS CORDIALMENTE Y DESEAMOS FELICITARLES POR ESTUDIAR UNA CARRERA QUE CONTRIBUIRÁ, EN UN FUTURO PRÓXIMO, AL ENGRANDECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA REGIÓN NORORIENTAL Y DEL PAÍS.

POR ELLO LES ANIMAMOS A RECIBIR CON ENTUSIASMO Y TESÓN ESTE INTERESANTE DESAFÍO DEL ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTAN LAS TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA CIENCIA MAS FUNDAMENTAL, ELEGANTE Y HERMOSA DE LA NATURALEZA. – LA FÍSICA.

DESAFÍO QUE LES PROPONEMOS ASUMAN EN SU GRUPO DE TRABAJO, PORQUE ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA SINERGIA QUE SE PRODUCE CON EL TRABAJO EN EQUIPO ES EXTREMADAMENTE VALIOSA PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL, ÉTICA Y HUMANA.

PROFESORES LABORATORIOS DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para desarrollar un trabajo experimental sin que existan accidentes es necesario tener presente algunos aspectos que se relacionan con la protección e integridad física

- 1. Ponga especial atención a las instrucciones que su profesor (a) entregue.*
- 2. No tome decisiones que impliquen riesgo sin estar seguro de su dominio (encendido de mecheros, EQUIPOS, conexiones eléctricas, sistemas mecánicos).*
- 3. Evite jugar con elementos de riesgo, como sistema de alimentación de gas, eléctrica y sistemas mecánicos o térmicos.*
- 4. Manipule con seguridad y cuidado, utilizando los elementos necesarios para evitar accidentabilidad.*
- 5. No juegue ni haga bromas con los equipos de laboratorio.*
- 6. Si tiene dudas en los procedimientos, consulte y espere apoyo de su profesor(a) o ayudante.*



REGLAMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA PARA ESTUDIANTES

1. El Estudiante debe asistir puntualmente a clases. Después de 10 minutos de retraso, no podrá realizar la experiencia y para la recuperación de la misma deberá seguir el procedimiento de pago de supletorio.
2. La inasistencia debe seguir lo contemplado en el reglamento estudiantil, referido al pago de supletorio.
3. En cada corte sólo se podrá realizar una recuperación. La cual deberá realizarse en la semana de parciales respectiva.
4. El Estudiante debe preparar con anticipación la experiencia a realizar. El Estudiante que no lo haga, no podrá realizar la experiencia, su nota correspondiente será de cero (0.0) y tendrá además la falla respectiva perdiendo el derecho de supletorio.
5. El estudiante debe tener la respectiva guía de laboratorios en el momento de realizar la practica, la cual se puede adquirir con anticipación en las fotocopiadoras asignadas por el profesor respectivo.
6. Cada grupo de estudiantes será responsable por los equipos que le sean asignados en cada experiencia del laboratorio.
7. El grupo que dañe cualquier equipo de laboratorio por mal manejo, descuido o uso no autorizado; deberá reponerlo en su totalidad.
8. El Estudiante tiene derecho a conocer el reglamento del Laboratorio de Física.
9. El Estudiante tiene derecho a consultar previamente a su respectivo Profesor las dudas respecto a la experiencia a realizar.

Dado en Pamplona a los diez y ocho (18) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).

HERIBERTO PEÑA PEDRAZA
Coordinador de Laboratorios de Física



CONTENIDO

BIENVENIDA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

REGLAMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA


EXPERIENCIAS DE LABORATORIO

1.- RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO.....	5
2.- ESPECTROSCOPIA ATÓMICA.....	8
3.- EFECTO FOTOELÉCTRICO.....	15
4.- CARGA ESPECÍFICA DEL ELECTRÓN.....	21
5.- LEY DEL INVERSO AL CUADRADO EN LA FÍSICA NUCLEAR.....	29
6.- SPEED OF LIGHT.....	33
10.- ANEXOS.....	48

LEY DEL INVERSO AL CUADRADO EN LA FÍSICA NUCLEAR

TEORÍA

Una de las leyes naturales más comunes es la ley inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como dijo un científico famoso " la ley inversamente proporcional al cuadrado es característica de cualquier cosa que sale de una fuente puntual y viaja en línea recta sin desvanecerse " La intensidad de luz y de sonido tienen ambos comportamientos de acuerdo a la ley inversamente proporcional al cuadrado de la distancia cuando se expande desde una fuente puntual. La intuición nos dice que cuando nos alejamos de una fuente puntual de luz como una bombilla, la intensidad de luz se hace menor a medida que aumenta la distancia a la bombilla. Lo mismo se cumple para la intensidad del sonido cuando se aleja del altavoz de una radio pequeña. Lo que no parece ser tan obvio es que si se aleja el **doblo** de una de estas fuentes, la intensidad es un **cuarto** y no la mitad. De manera similar, si está en la parte posterior de un auditorio escuchando música y decide acercarse **tres** veces más, la intensidad del sonido se hace **nueve** veces mayor. Es por esto por lo que la ley se llama ley **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia**.



La radiación nuclear también se comporta de este modo. Si mide la radiación por segundo a la distancia de 1 centímetro, la radiación por segundo a 2 centímetros o a cuatro centímetros debería variar inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

RECUERDE

- Utilice equipo de protección.
- Siga las directrices de utilización del equipo.
- Maneje las fuentes radiactivas adecuadamente.



PROCEDIMIENTO

Monte la fuente radiactiva en el accesorio de movimiento lineal del sensor de rotación. Utilice el sensor nuclear para medir la radiación por intervalo de tiempo cuando aleja lentamente la fuente radiactiva del sensor. Utilice el sensor de rotación para medir la posición relativa de la fuente respecto a la posición inicial.

Utilice *DataStudio* o *ScienceWorkshop* para registrar y mostrar las partículas de radiación por intervalo de tiempo, y la posición de la fuente. Utilice las herramientas de análisis para determinar la fórmula matemática que mejor se ajuste a la gráfica de las partículas de radiación frente a la posición.

PARTE I: CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR

1. Conecte el interfaz al ordenador, encienda el interfaz y el ordenador
2. Conecte el sensor nuclear al canal digital 1 del interfaz..
3. Conecte el sensor de rotación a los canales digitales 3 y 4 del interfaz. Conecte la clavija amarilla en el canal digital 3
4. Abra el archivo titulado P60 Nuclear Inv Sqr Law.DS: Lea las instrucciones en el Workbook.



- El archivo se abre con una tabla de partículas por período de tiempo. El área de estadísticas se abre en la parte inferior de la tabla..
- La toma de datos está configurada para una muestra cada 2 segundos. En otras palabras, cada periodo de tiempo para el sensor nuclear es 2 segundos..

MONTAJE DEL EQUIPO

- No se necesita calibrar el Sensor nuclear ni el sensor de rotación.
1. Con cuidado retire la cubierta protectora del extremo del sensor nuclear. Utilice la base y soporte de varilla y las pinzas para montar el sensor nuclear horizontalmente a unos pocos centímetros sobre la mesa.
 2. Utilice una cinta adhesiva para montar la fuente beta activa en la pinza en el extremo del accesorio de movimiento lineal..

• **NOTA:** Sea muy cuidadoso cuando trabaje con cualquier fuente radiactiva dado que esta puede ser perjudicial para la salud. Evite largas exposiciones y asegúrese siempre de lavarse las manos después de manejar cualquier fuente radiactiva.

3. Ponga el accesorio de movimiento lineal en la ranura del sensor de rotación.
4. Utilice la base y soporte de varilla para montar el sensor de rotación de manera que el accesorio de movimiento lineal esté horizontal y la fuente radiactiva esté a la misma altura que el extremo del sensor nuclear.
5. Coloque el accesorio de movimiento lineal de manera que la fuente esté tan cerca del sensor nuclear como sea posible.



TOMA DE DATOS

1. Desplace el indicador digital para que pueda verlo. Comience la medida de datos. Observe el conteo en el indicador digital..
 2. Cuando aparezca el primer conteo en el indicador, comience a alejar la fuente radiactiva del sensor nuclear **MUY LENTAMENTE**.
- El sensor nuclear registra la radiación de partículas por un intervalo de 2 segundos. Intente mover el accesorio de movimiento lineal de forma que la fuente se desplace menos de un centímetro por dos segundos.

3. Cuando el indicador digital pare de contar mas de una o dos partículas por intervalo, pare la toma de datos



.OPCIONAL

- Si es posible, repita el procedimiento utilizando una fuente alfa y después repita el procedimiento utilizando una fuente gamma.

ANÁLISIS DE DATOS


Utilice las herramientas de análisis en la ventanas de gráficas para ajustar los datos a una formula matemática..

- En *DataStudio*, pulse el botón del menú 'Fit'. Seleccione 'Inverse Nth Power'. Utilice el cursor para dibujar un rectángulo alrededor de la zona con los datos mas ajustados. El programa *DataStudio* ajustara los datos a la formula
- Nota: Para ver la formula matemática y sus parámetros, pulse dos veces en la caja de texto de la curva ajustada en la gráfica.



En *ScienceWorkshop* pulse el botón de 'Estadísticas' para abrir la zona de estadísticas en la parte derecha de la gráfica. Pulse el botón de 'Autoescala' para reescalar automáticamente la gráfica para ajustar los datos.

- Utilice el cursor para dibujar un rectángulo alrededor de la región con la mayoría de datos en la gráfica
- En la zona de estadísticas, pulse en el botón menú estadísticas (). Seleccione **ajuste de curva, Power Fit** en el menú estadísticas.
- El programa *ScienceWorkshop* intentara ajustar los datos a la formula basado en la variable elevada a una potencia





- NOTA Puede aparecer el mensaje " no hay solución automática válida para la forma de la curva seleccionada. Por favor intentar fijar una suposición para uno o más parámetros" En otras palabras el programa necesita ayuda para crear la formula matemática. En la zona de estadísticas, pulse en el coeficiente a4 para activarlo. Escriba -2 como el valor del parámetro, Pulse <enter> o <return> en el teclado para registrar el valor. Puede necesitar introducir valores para otros parámetros. Por ejemplo, intente un número bajo como **1.0000** o **0.9000** para el valor del coeficiente **a3**

- Examine el valor de **chi²**, la medida de la aproximación del ajuste. Lo mas ajustado al valor "0.000", el dato mejor ajustado a la formula se muestra en la sección estadísticas.

*Anote sus resultados en la sección **Informe de Laboratorio**.*

Informe de Laboratorio

¿Cuál es la relación entre la distancia a una fuente radiactiva y la actividad de la fuente?

PROCEDIMIENTO II

Investigación del efecto de la variación del espesor y tipo del material absorbente de la radiación nuclear

Monte la fuente radiactiva en el accesorio contenedor del tubo contador Geiger-Muller. Utilice el sensor nuclear y el contador de radiación para medir la radiación por intervalo de tiempo para cada tipo de material disponible, variando su espesor.

1. Registre el número de partículas de radiación por intervalo de tiempo, y el espesor del material absorbedor.
2. Grafique el número de partículas de radiación por intervalo de tiempo contra el espesor para cada uno de los diferentes materiales absorbedores.
3. Utilice las herramientas del análisis para determinar la formula matemática que mejor se ajuste a la gráfica del número de partículas de radiación por intervalo de tiempo contra el espesor.

PREGUNTAS

1. ¿ Sigue la radiación nuclear la ley inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Justifique la respuesta.
2. ¿Cuál debería ser la primera acción importante para protegerse de la radiación liberada de un recipiente roto con un material radiactivo?
3. ¿ Tienen las radiaciones alfa y gamma la misma relación con la distancia que la fuente de radiación beta?
4. ¿ Cómo sería de diferente el riesgo de exposición a una sustancia radiactiva si la radiación nuclear siguiera una ley inversamente proporcional al cubo?
5. ¿Cuál de los materiales estudiados considera usted que ofrece la mejor protección a la radiación de un material radiactivo?
6. ¿ Según sus datos sería mejor protegerse con 10 láminas de aluminio o con una sola de plomo todas del mismo grosor?

CONCLUSIONES Y APLICACIONES



Speed of Light

EQUIPMENT

1	Complete Speed of Light Apparatus	OS-9261A
1	Physics Experiment Resources CD	EX-9922

INTRODUCTION

Laser light passes through a series of lenses to produce an image of the light source at a measured position. The light is then directed to a rotating mirror, which reflects the light to a fixed mirror at a known distance from the rotating mirror. The laser light is reflected back through its original path and a new image is formed at a slightly different position. The difference between final/initial positions, angular velocity of the rotating mirror and distance traveled by the light are then used to calculate the speed of light.

HISTORY AND THEORY

The velocity of light in free space is one of the most important and intriguing constants of nature. Whether the light comes from a laser on a desktop or from a star that is hurtling away at fantastic speeds, if you measure the velocity of the light, you measure the same constant value. In more precise terminology, the velocity of light is independent of the relative velocities of the light source and the observer. Furthermore, as Einstein first presented in his *Special Theory of Relativity*, the speed of light is critically important in some surprising ways. In particular:

1. The velocity of light establishes an upper limit to the velocity that may be imparted to any object.
2. Objects moving near the velocity of light follow a set of physical laws drastically different, not only from Newton's Laws, but from the basic assumptions of human intuition.

With this in mind, it's not surprising that a great deal of time and effort has been invested in measuring the speed of light. Some of the most accurate measurements were made by Albert Michelson between 1926 and 1929 using methods very similar to those you will be using with the PASCO Speed of Light Apparatus. Michelson measured the velocity of light in air to be 2.99712×10^8 m/sec. From this result he deduced the velocity in free space to be 2.99796×10^8 m/sec. But Michelson was by no means the first to concern himself with this measurement. His work was built on a history of ever-improving methodology.

Galileo

Through much of history, those few who thought to speculate on the velocity of light considered it to be infinite. One of the first to question this assumption was the great Italian physicist Galileo, who suggested a method for actually measuring the speed of light. The method was simple. Two people, call them A and B, take covered lanterns to the tops of hills that are separated by a distance of about a mile. First A uncovers her lantern. As soon as B sees A's light, she uncovers her own lantern. By measuring the time from when A uncovers her lantern until A sees B's light, then dividing this time by twice the distance between the hill tops, the speed of light can be determined. However, the speed of light being what it is, and human reaction times being what they are, Galileo was able to determine only that the speed of light was far greater than could be measured using his procedure. Although Galileo was unable to provide even an approximate value for the speed of light, his experiment set the stage for later attempts. It also introduced an important point: to measure great velocities accurately, the measurements must be made over a long distance.



Römer

The first successful measurement of the velocity of light was provided by the Danish astronomer Olaf Römer in 1675. Römer based his measurement on observations of the eclipses of one of Jupiter's moons. As this moon orbits Jupiter, there is a period of time when Jupiter lies between it and the Earth, and blocks it from view. Römer noticed that the duration of these eclipses was shorter when the Earth was moving toward Jupiter than when the Earth was moving away. He correctly interpreted this phenomena as resulting from the finite speed of light. Geometrically the moon is always behind Jupiter for the same period of time during each eclipse. Suppose, however, that the Earth is moving away from Jupiter. An astronomer on Earth catches his last glimpse of the moon, not at the instant the moon moves behind Jupiter, but only after the last bit of unblocked light from the moon reaches his eyes. There is a similar delay as the moon moves out from behind Jupiter but, since the Earth has moved farther away, the light must now travel a longer distance to reach the astronomer. The astronomer therefore sees an eclipse that lasts longer than the actual geometrical eclipse. Similarly, when the Earth is moving toward Jupiter, the astronomer sees an eclipse that lasts a shorter interval of time.

From observations of these eclipses over many years, Römer calculated the speed of light to be 2.1×10^8 m/sec. This value is approximately 1/3 too slow due to an inaccurate knowledge at that time of the distances involved. Nevertheless, Römer's method provided clear evidence that the velocity of light was not infinite, and gave a reasonable estimate of its true value—not bad for 1675.

Fizeau

The French scientist Fizeau, in 1849, developed an ingenious method for measuring the speed of light over terrestrial distances. He used a rapidly revolving cogwheel in front of a light source to deliver the light to a distant mirror in discrete pulses. The mirror -reflected these pulses back toward the cogwheel. Depending on the position of the cogwheel when a pulse returned, it would either block the pulse of light or pass it through to an observer. Fizeau measured the rates of cogwheel rotation that allowed observation of the returning pulses for carefully measured distances between the cogwheel and the mirror. Using this method, Fizeau measured the speed of light to be 3.15×10^8 m/sec. This is within a few percent of the currently accepted value.

Foucault

Foucault improved Fizeau's method, using a rotating mirror instead of a rotating cogwheel. (Since this is the method you will use in this experiment, the details will be discussed in considerable detail in the next section.) As mentioned, Michelson used Foucault's method to produce some remarkably accurate measurements of the velocity of light. The best of these measurements gave a velocity of 2.99774×10^8 m/sec. This may be compared to the presently accepted value of 2.99792458×10^8 m/sec.

The Foucault Method

Qualitative Description

In this experiment, you will use a method for measuring the speed of light that is basically the same as that developed by Foucault in 1862. A diagram of the experimental setup is shown in Figure 1, above. With all the equipment properly aligned and with the rotating mirror stationary, the optical path is as follows. The parallel beam of light from the laser is focused to a point image at point **s** by lens **L₁**. Lens **L₂** is positioned so that the image point at **s** is reflected from the rotating mirror **M_R**, and is focused onto the fixed, spherical mirror **M_F**. **M_F** reflects the light back along the same path to again focus the image at point **s**. In order that the reflected point image can be viewed through the microscope, a beam splitter is placed in the optical path, so a reflected image of the returning light is also formed at point **s'**. Now, suppose **M_R** is rotated slightly so that the reflected beam strikes **M_F** at a different point. Because of the spherical shape of **M_F**, the beam will still be reflected directly back toward **M_R**. The return image of the source point will still be formed at points **s** and **s'**. The only significant difference in rotating **M_R** by a slight amount is that the point of reflection on **M_F** changes. Now imagine that **M_R** is rotating continuously at a very high speed. In this case, the return image of the source point will no longer be formed at points **s** and **s'**. This is because, with **M_R** rotating, a light pulse that travels from **M_R** to **M_F** and back finds **M_R** at a different angle

when it returns than when it was first reflected. As will be shown in the following derivation, by measuring the displacement of the image point caused by the rotation of M_R , the velocity of light can be determined.




Figure 1: Diagram of the Foucault Method

Quantitative Description

In order to use the Foucault method to measure the speed of light, it's necessary to determine a precise relationship between the speed of light and the displacement of the image point. Of course, other variables of the experimental setup also affect the displacement. These include:



- Rate of rotation of M_R
- Distance between M_R and M_F
- Magnification of L_2 , which depends on the focal length of L_2 and also on the distances between L_2 , L_1 , and M_F .

Each of these variables will show up in the final expression that we derive for the speed of light.

To begin the derivation, consider a beam of light leaving the laser. It follows the path described in the qualitative description above. That is, first the beam is focused to a point at S , and then reflected from M_R to M_F , and back to M_R . The beam then returns through the beam splitter, and is refocused to a point at point S' , where it can be viewed through the microscope. This beam of light is reflected from a particular point on M_F . As the first step in the derivation, we must determine how the point of reflection on M_F relates to the rotational angle of M_R .

Figure 2a shows the path of the beam of light, from the laser to M_F , when M_R is at an angle θ . In this case, the angle of incidence of the light path as it strikes M_R is also θ and, since the angle of incidence equals the angle of reflection, the angle between the incident and reflected rays is just 2θ . As shown in the diagram, the pulse of light strikes M_F at a point that we have labeled S . Figure 2b shows the path of the pulse of light if it leaves the laser at a slightly later time, when M_R is at an angle $\theta_1 = \theta + \Delta\theta$. The angle of incidence is now equal to $\theta_1 = \theta + \Delta\theta$ so that the angle between the incident and reflected rays is just $2\theta_1 = 2(\theta + \Delta\theta)$. This time we label the point where the pulse strikes M_F as S_1 . If we define D as the distance between M_F and M_R , then the distance between S and S_1 can be calculated:

$$S_1 - S = D(2\theta_1 - 2\theta) = D[2(\theta + \Delta\theta) - 2\theta] = 2D\Delta\theta \quad \text{(EQ1)}$$



In the next step in the derivation, it is helpful to think of a single, very quick pulse of light leaving the laser. Suppose M_R is rotating, and this pulse of light strikes M_R when it is at angle θ , as in Figure 2a. The pulse will then be reflected to point S on M_F . However, by the time the pulse returns to M_R , M_R will have rotated

to a new angle, say angle θ_1 . If M_R had not been rotating, but had remained stationary, this returning pulse of light would be refocused at point s . Clearly, since M_R is now in a different position, the light pulse will be refocused at a different point. We must now determine where that new point will be.

The situation is very much like that shown in Figure 2b, with one important difference: the beam of light that is returning to M_R is coming from point S on M_F , instead of from point S_1 . To make the situation simpler, it is convenient to remove the confusion of the rotating mirror and the beam splitter by looking at the virtual images of the beam path, as shown in Figure 3.

The critical geometry of the virtual images is the same as for the reflected images. Looking at the virtual images, the problem becomes a simple application of thin lens optics. With M_R at angle θ_1 , point S_1 is on the focal axis of lens L_2 . Point S is in the focal plane of lens L_2 , but it is a distance $\Delta S = S_1 - S$ away from the focal axis. From thin lens theory, we know that an object of height ΔS in the focal plane of L_2 will be focused in the plane of point s with a height of $(-i/o)\Delta S$. Here i and o are the distances of the lens from the image and object, respectively, and the minus sign corresponds to the inversion of the image. As shown in Figure 3, reflection from the beam splitter forms a similar image of the same height.




Figure 3: Analyzing the Virtual Images

Therefore, ignoring the minus sign since we aren't concerned that the image is inverted, we can write an expression for the displacement ($\Delta s'$) of the image point:

$$\Delta s' = \Delta s = \left(\frac{i}{o} \right) \Delta S = \frac{A}{D + B} \Delta S \quad (\text{EQ2})$$

Combining equations 1 and 2, and noting that $\Delta S = S_1 - S$, the displacement of the image point relates to the initial and secondary positions of M_R by the formula:

$$\Delta s' = \frac{2DA\Delta\theta}{D + B} \quad (\text{EQ3})$$

The angle $\Delta\theta$ depends on the rotational velocity of M_R and on the time it takes the light pulse to travel back and forth between the mirrors M_R and M_F , a distance of $2D$. The equation for this relationship is:



$$\Delta\theta = \frac{1D\omega}{c} \quad (\text{EQ4})$$

where c is the speed of light and ω is the rotational velocity of the mirror in radians per second. ($2D/c$ is the time it takes the light pulse to travel from M_R to M_F and back.)

Using equation 4 to replace $\Delta\theta$ in equation 3 gives:

$$\Delta s' = \frac{4AD^2\omega}{c(D+B)} \quad (\text{EQN 5})$$

Equation 5 can be rearranged to provide our final equation for the speed of light:

$$c = \frac{4AD^2\omega}{(D+B)\Delta s'} \quad (\text{EQN 6})$$

where:

c = the speed of light

ω = the rotational velocity of the rotating mirror (M_R)

A = the distance between lens L_2 and lens L_1 , minus the focal length of L_1

B = the distance between lens L_2 and the rotating mirror (M_R)

D = the distance between the rotating mirror (M_R) and the fixed mirror (M_F)

$\Delta s'$ = the displacement of the image point, as viewed through the microscope. ($\Delta s' = s_1 - s$); where s is the position of the image point when the rotating mirror (M_R) is stationary, and s_1 is the position of the image point when the rotating mirror is rotating with angular velocity ω .)

Equation 6 was derived on the assumption that the image point is the result of a single, short pulse of light from the laser. But, looking back at equations 1-4, the displacement of the image point depends only on the *difference* in the angular position of M_R in the time it takes for the light to travel between the mirrors. The displacement does not depend on the specific mirror angles for any given pulse. If we think of the continuous laser beam as a series of infinitely small pulses, the image due to each pulse will be displaced by the same amount. All these images displaced by the same amount will, of course, result in a single image. By measuring the displacement of this image, the rate of rotation of M_R , and the relevant distances between components, the speed of light can be measured.

EQUIPMENT SETUP




Figure 5: Equipment Alignment

IMPORTANT: Proper alignment is critical, not only for getting good results, but for getting any results at all. Please follow this alignment procedure carefully. *Allow yourself about three hours to do it properly the first time.* Once you have set up the equipment a few times, you may find that the alignment summary at the end of this section is a helpful guide.

For reference as you set up the equipment, Figure 5 shows the approximate positioning of the components with respect to the metric scale on the side of the Optics Bench. The exact placement of each component depends on the position of the Fixed Mirror (M_F) and must be determined by following the steps of the alignment procedure described below.




Figure 6: Placing Components Flush against the Fence for Proper Alignment

All component holders, the Measuring Microscope, and the Rotating Mirror Assembly should be mounted flush against the “fence” of the Optics Bench (Figure 6). This will insure that all components are mounted at right angles to the beam axis.

To Setup and Align the Equipment:

5. Place the Optics Bench on a flat, level surface.
6. Place the Laser, mounted on the Laser Alignment Bench, end-to-end with the Optics Bench, at the end corresponding to the 1-meter mark of the metric scale.
7. Use the Bench Couplers and the provided screws to connect the Optics Bench and the Laser Alignment Bench. Details are shown in Figure 7. Do not yet tighten the screws holding the Bench Couplers.

Note that the leveling screws must be removed from the Optics Bench and from the Laser Alignment Bench to attach the Bench Couplers. Two of the removed leveling screws are then inserted into the threaded holes in the Bench Couplers and are used for leveling.

8. Mount the Rotating Mirror Assembly on the opposite end of the bench. Be sure the base of the assembly is flush against the fence of the Optics Bench and align the front edge of the base with the 17 cm mark on the metric scale of the Optics Bench (see Figure 8).
9. The laser must be aligned so the beam strikes the center of the Rotating Mirror (M_R). Two alignment jigs are provided for this purpose. Place one jig at each end of the Optics Bench as shown in Figure 8, with the edges flush against the fence of the bench. When properly placed, the holes in the jigs define a straight line that is parallel to the axis of the Optics Bench.
10. Turn on the Laser.




Figure 7: Coupling the Optics Bench and the Laser Alignment Bench

CAUTION: Do not look into the laser beam, either directly or as it reflects from either mirror. Also, when arranging the equipment, be sure the beam path does not traverse an area where someone might inadvertently look into the beam.

11. Adjust the position of the front of the laser so the beam passes directly through the hole in the first jig. (Use the two front leveling screws to adjust the height. Adjust the position of the laser on the Laser Alignment Bench to adjust the lateral position.) Then adjust the height and position of the rear of the laser so the beam passes directly through the hole in the second jig.
12. To fix the laser in position with respect to the Optics Bench, tighten the screws on the Bench Couplers. Then recheck the alignment of the laser.




Figure 8: Using the Alignment Jigs to Align the Laser

13. Align the Rotating Mirror. M_R must be aligned so that its axis of rotation is vertical and also perpendicular to the laser beam. To accomplish this, remove the second alignment jig and then rotate M_R so that the laser beam reflects back toward the hole in the first alignment jig (Figure 9). Be sure to use the reflective side of the mirror. It helps to tighten the lockscrew on the rotating mirror assembly just enough so M_R holds its position as you adjust its rotation.




Figure 9: Aligning the Rotating Mirror (M_R)

If needed, use pieces of paper to shim between the Rotating Mirror Assembly and the Optics Bench so that the laser beam is reflected back through the hole in the first jig.

14. Remove the first alignment jig.
15. Mount the 48 mm focal length lens (L_1) on the Optics Bench so that the centerline of the Component Holder is aligned with the 93.0 cm mark on the metric scale of the bench. Without moving the Component Holder, slide L_1 as needed on the holder to center the beam on M_R (see Figure 10). Notice that L_1 has spread the beam at the position of M_R .




Figure 10: Positioning and Aligning L_1

16. Mount the 252 mm focal length lens (L_2) on the Optics Bench so the centerline of the Component Holder aligns with the 62.2 cm mark on the metric scale of the bench. As for L_1 in step 11, adjust the position of L_2 on the Component Holder so that the beam is again centered on M_R .
17. Place the Measuring Microscope on the Optics Bench so that the left edge of the mounting stage is aligned with the 82.0 cm mark on the bench (see Figure 5). The lever that adjusts the tilt of the beam splitter should be on the same side as the metric scale of the Optics Bench. Position this lever so it points directly down.

CAUTION: Do not look through the microscope until the polarizers have been placed between the laser and the beam splitter in step 19. The beam splitter will slightly alter the position of the laser beam. Readjust L_2 on the Component Holder so the beam is again centered on M_R .

18. Place the Fixed Mirror (M_F) from 2 to 15 meters from M_R , as shown in Figure 11. The angle between the axis of the Optics Bench and a line from M_R to M_F should be approximately 12 degrees. (If it is greater than 20-degrees, the reflected beam will be blocked by the Rotating Mirror enclosure.) Also be sure that M_F is not on the same side of the optical bench as the micrometer knob, so you will be able to make the measurements without blocking the beam.




Figure 11: Positioning the Fixed Mirror (M_F)



NOTE: Best results are obtained when M_F is 10 to 15 meters from M_R . See *Notes on Accuracy* near the end of the manual.

19. Position M_R so the laser beam is reflected toward M_F . Place a piece of paper in the beam path and “walk” the beam toward M_F , adjusting the rotation of M_R as needed.
20. Adjust the position of M_F so the beam strikes it approximately in the center. Again, a piece of paper in the beam path will make the beam easier to see.
21. With a piece of paper still against the surface of M_F , slide L_2 back and forth along the Optics Bench to focus the beam to the smallest possible point on M_F .
22. Adjust the two alignment screws on the back of M_F so the beam is reflected directly back to the center of M_R . This step is best performed with two people: one adjusting M_F , and one watching the beam position at M_R .
23. Place the polarizers (attached to either side of a single Component Holder) between the laser and L_1 . Begin with the polarizers at right angles to each other, then rotate one until the image in the microscope is bright enough to view comfortably.

If you can't find the point image there are several things you can try:

3. Vary the tilt of the beam splitter slightly (no more than a few degrees) and turn the micrometer knob to vary the transverse position of the microscope until the image comes into view.
4. Loosen the lock-screw on the microscope. As shown in Figure 13, remove the microscope and place a piece of tissue paper over the tube to locate the beam. Adjust the beam splitter angle and the micrometer knob to center the point image in the tube of the microscope.




Figure 13: Looking for the Beam Image

5. Slide the Measuring Microscope a centimeter or so in either direction along the axis of the Optics Bench. Be sure that the Microscope stays flush against the fence of the Optics Bench. If this doesn't work, recheck the alignment, beginning with Step 1.
24. Bring the cross hairs of the microscope into focus by sliding the microscope eyepiece up and down.
25. Focus the microscope by loosening the lock-screw and sliding the scope up and down. If the

apparatus is properly aligned, you will see the point image through the microscope. Focus until the image is as sharp as possible.

IMPORTANT: In addition to the point image, you may also see some extraneous beam images resulting, for example, from reflection of the laser beam from L_1 . To be sure you are observing the right image point, place a piece of paper between M_R and M_F while you watch the image in the microscope. If the point does not disappear, it is not the correct image.

26. In addition to the point image, you may also see interference fringes through the microscope (as well as the extraneous beam images mentioned above). These fringes cause no difficulty as long as the point image is clearly visible. However, the fringes and extraneous beam images can sometimes be removed without losing the point image. This is accomplished by turning L_2 slightly askew, so it is no longer quite at a right angle to the beam axis (see Figure 12).




Figure 12: Turning L_2 Slightly Askew to Clean Up the Image

Alignment Summary




Figure 14: Equipment Alignment

This summary is for those who are familiar with the equipment and the experiment, and just need a quick reminder of the steps in the alignment procedure. If you have not successfully aligned the apparatus before, we recommend that you take the time to go through the detailed alignment procedure in the preceding section.

1. Align the laser so the laser beam strikes the center of M_R (use the alignment jigs).
2. Adjust the rotational axis of M_R so it is perpendicular to the beam (i.e. as M_R rotates, there must be a position at which it reflects the laser beam directly back into the laser aperture).
3. Insert L_1 to focus the laser beam to a point. Adjust L_1 so the beam is still centered on M_R .
4. Insert L_2 and adjust it so the beam is still centered on M_R .
5. Place the Measuring Microscope in position and, again, be sure that the beam is still centered on M_R .




CAUTION: Do not look through the microscope until the polarizers have been placed between the laser and the beam splitter.

6. Position M_F at the chosen distance from M_R (2 – 15 meters), so the reflected image from M_R strikes the center of M_F .
7. Adjust the position of L_2 to focus the beam to a point on M_F .
8. Adjust M_F so the beam is reflected directly back onto M_R .
9. Insert the polarizers between the laser and the beam splitter.
10. Focus the microscope on the image point.
11. Remove polarizers.

Alignment Hints


Once you have the microscope focused, it may still be difficult to obtain a good spot. There may be several other lights visible in the microscope besides the spot reflected from the fixed mirror.




The most common of these are stray interference patterns. These are caused by multiple reflections from the surfaces of the lenses, and may be ignored. If necessary, you may be able to eliminate them by angling the lenses $1 - 2^\circ$.

Stray Spots are most often caused by reflections off the window of the rotating mirror housing. To determine which spot is the one you must measure, block the beam path between the rotating mirror and the fixed mirror. The relevant spot will disappear.

If the spot you need to measure is significantly off-center, you can move it by adjusting the angle of the beam splitter.



Another common problem is a spot that is "stretched" with no easily discernible maxima. Check first to make sure that this is the spot you need by blocking the beam path between the moving and fixed mirrors. If it is, then twist L_2 slightly until the image coalesces into a single spot.



Once the mirror begins to rotate, it is safe to look into the microscope without the polarizers. You will notice that your carefully aligned pattern has changed: now the entire field is covered with a random interference pattern, and there is a bright band down the center of the field. Ignore the interference pattern; there's nothing you can do about it anyway. The band is the image of the laser when, once each rotation, the mirror reflects it into the microscope beam splitter. This is also unavoidable.

Your actual spot will probably be just to one side of the bright band. You can check for it by blocking and unblocking the beam path between the rotating mirror and fixed mirror and watching to see what disappears.

If you aligned everything **perfectly**, the spot will be hidden by the bright band; in this case, make sure that you have a spot when the rotating mirror is fixed and is reflecting the laser to the fixed mirror. If you do have the correct spot under stationary conditions, then misalign the fixed mirror *very slightly* (0.004° or less) around the horizontal axis. This will bring the actual spot out from under the bright band.

PROCEDURE

Making the Measurement

The speed of light measurement is made by rotating the mirror at high speeds and using the microscope and micrometer to measure the corresponding deflection of the image point. By rotating the mirror first in one direction, then in the opposite direction, the total beam deflection is doubled, thereby doubling the accuracy of the measurement.

Important—to Protect the Rotating Mirror Assembly:

1. Before turning on the motor, be sure the lockscrew for the rotating mirror is completely loosened, so the mirror rotates freely by hand.
 2. Whenever the speed of the motor is accelerated, the red LED on the front panel of the motor control box will light up. As the speed stabilizes, this light should go off. If it does not, turn off the motor. Something is interfering with the motor rotation. Check to be sure the lock-screw for M_R is fully loosened.
 3. Never run the motor with the MAX REV/SEC button pushed for more than one minute at a time, and always allow about a minute between runs for the motor to cool off.
1. With the apparatus aligned and the beam image in sharp focus (see the previous section), set the direction switch on the rotating mirror power supply to CW, and turn on the motor. If the image was not in sharp focus, adjust the microscope. You should also turn L_2 slightly askew (about $1 - 2^\circ$) to improve the image. To get the best image you may need to adjust the microscope and L_2 several times. Let the motor warm up at about 600 revolutions/sec for at least 3 minutes.
 2. Slowly increase the speed of rotation. Notice how the beam deflection increases.
 3. Use the ADJUST knob to bring the rotational speed up to about 1,000 revolutions/sec. Then push the MAX REV/SEC button and hold it down. When the rotation speed stabilizes, rotate the micrometer knob on the microscope to align the center of the beam image with the cross hair in the microscope that is perpendicular to the direction of deflection. Record the speed at which the motor is rotating, turn off the motor, and record the micrometer reading.




Figure 15: Diagram of the Foucault Method

- Reverse the direction of the mirror rotation by switching the direction switch on the power supply to CCW. Allow the mirror to come to a complete stop before reversing the direction. Then repeat your measurement as in step 3.

NOTES:

- When reversing the direction of movement of the micrometer carriage, there will always be some movement of the micrometer knob before the carriage responds. Though this source of error is small, it can be eliminated. Just adjust the initial position of the micrometer stage so that you always turn the micrometer knob in the same direction as you adjust it.
- When the mirror is rotated at 1,000 rev/sec or more, the image point will widen in the direction of displacement. Position the microscope cross hair in the center of the resulting image.
 - The micrometer on the Measuring Microscope is graduated in increments of 0.01 mm for the beam deflections.
- The following equation was derived earlier in the manual:

$$c = \frac{4AD^2\omega}{(D+B)\Delta s'}$$

When adjusted to fit the parameters just measured, it becomes:

$$c = \frac{8\pi AD^2 (Rev/sec_{cw} + Rev/sec_{ccw})}{(D+B)(s'_{cw} - s'_{ccw})}$$

Use this equation, along with the diagram in Figure 15, to calculate c , the speed of light. (To measure A , measure the distance between L_1 and L_2 , then subtract the focal length of L_1 , 48 mm.)



ANEXOS

Nombre de constante física	Símbolo	Valor
Absolute Zero		-273.15 ° C
Acceleration of Free Fall on Earth	g	9.80665 m s ⁻²
		32.1740 ft s ⁻²
Air, Density of		1.2929 kg m ⁻³
Air, Viscosity of (20°C)	η	1.8 × 10 ⁻⁵ N s m ⁻²
Astronomical Unit	AU	1.4959787 × 10 ¹¹ m
Atmospheric Pressure		1.01325 × 10 ⁵ N m ⁻² = 1.01325 bar
Atomic Mass Unit	amu	1.66053873(13) × 10 ⁻²⁷ kg
Avogadro Constant	NA	6.02214199(47) × 10 ²³ mol ⁻¹
Bohr Magneton	μ _B	9.27400899(37) × 10 ⁻²⁴ J T ⁻¹
		5.788381749(43) × 10 ⁻⁵ eV T ⁻¹
Bohr Radius	a ₀	5.291772083(19) × 10 ⁻¹¹ m
Boltzmann Constant	k	1.3806503(24) × 10 ⁻²³ J K ⁻¹
		8.617342(15) × 10 ⁻⁵ eV K ⁻¹
Characteristic Impedence of Vacuum	Z ₀	376.730313461 Ω
Charge to Mass Quotient, Electron	e/m _e	-1.758820174(71) × 10 ¹¹ C kg ⁻¹
Charge to Mass Quotient, Proton	e/m _p	9.57883408(38) × 10 ⁷ C kg ⁻¹
Charge, Electron	e	1.602176462(63) × 10 ⁻¹⁹ C
Constant, Dirac's	ħ	6.58211889(26) × 10 ⁻¹⁶ eV s
		1.054571596(82) × 10 ⁻³⁴ J s
Constant, Faraday	F	96485.3415(39) C mol ⁻¹
Constant, Gas	R	8.314 J K ⁻¹ mol ⁻¹
Constant, Loschmidt	n ₀	2.6867775(47) × 10 ²⁵ m ⁻³
Constant, Loschmidt (T=273.15K, p=100kPa)	V _m	22.710981(40) × 10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
Constant, Stefan-Boltzmann (π ² /60)k ⁴ /h ³ c ²	s	5.670400(40) × 10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
Constant, Wien Displacement Law	b	2.8977686(51) × 10 ⁻³ m K
Copper, Linear Expansivity of	α	1.7 × 10 ⁻⁵ K ⁻¹
Copper, Specific Heat Capacity of	c _c	385 J kg ⁻¹ K ⁻¹
Copper, Thermal Conductivity of	k _c	385 W m ⁻¹ K ⁻¹
Copper, Young Modulus for	E _c	1.3 × 10 ¹¹ Pa
Curie	C _i	3.7 × 10 ¹⁰ Bq
Density, Earth's Average		5.517 × 10 ³ kg m ⁻³
Earth's Magnetic Field, Horizontal Component of	B ₀	1.8 × 10 ⁻⁵ T
Electron Mass	m _e	9.10938188(72) × 10 ⁻³¹ kg
		0.510998902(21) MeV
Electronvolt	eV	1.60217733 × 10 ⁻¹⁹ J
Energy Production, Sun's		3.90 × 10 ²⁶ W
Free Space, Permeability of	μ ₀	4π × 10 ⁻⁷ N A ⁻²
Free Space, Permittivity of	ε ₀	8.854187817 × 10 ⁻¹² F m ⁻¹
Glass, Refractive Index of	n _g	1.50
Glass, Thermal Conductivity of	k _g	1.0 W m ⁻¹ K ⁻¹
Gravitation, Newtonian Constant of	G	6.673(10) × 10 ⁻¹¹ m ³ kg ⁻¹ s ⁻¹
Half-life of Carbon-14	T	5570 years
Half-life of Free Neutron	T	650 s
Hydrogen Rydberg Number	R _H	1.0967758 × 10 ⁷ m ⁻¹
Light Year	ly	9.46052973 × 10 ¹⁵ m
Light, Speed of (in a Vacuum)	c	299792458 m s ⁻¹
Linear Expansivity of Steel	α	1.2 × 10 ⁻⁵ K ⁻¹
Magneton, Bohr	μ _B	9.27400899(37) × 10 ⁻²⁴ J T ⁻¹
Mass Ratio, Proton-Electron	m _p /m _e	1836.1526675(39)
Mass, Earth's	M	5.972 × 10 ²⁴ kg
Mass, Electron	m _e	9.10938188(72) × 10 ⁻³¹ kg
		0.510998902(21) MeV
Mass, Proton	m _p	1.67262158(13) × 10 ⁻²⁷ kg
Mass, Sun's		1.99 × 10 ³⁰ kg
Moon's Mean Distance from Earth		3.844 × 10 ⁸ m
Moon's Mean Mass		7.33 × 10 ²² kg



	Moon's Mean Radius		1.738×10^6 m
Neutron Mass	mn		$1.67492716(13) \times 10^{-27}$ kg
Paraffin, Refractive Index of	np		1.42
Planck Constant (h)	h		$6.62606876(52) \times 10^{-34}$ J s
Radius, Sun's Mean			6.960×10^8 m
Refractive Index of Glass	ng		1.50
Refractive Index of Paraffin	np		1.42
Refractive Index of Water	nw		1.33
Sound, Speed of (in Air at STP)	v		340 m s ⁻¹
Specific Heat Capacity of Water	cw		4200 J kg ⁻¹ K ⁻¹
Specific Latent Heat of Fusion of Water			3.34×10^5 J kg ⁻¹
Specific Latent Heat of Vapourisation of Water			2.26×10^6 J kg ⁻¹
Steel, Young Modulus for	Es		2.1×10^{11} Pa
Thermal Conductivity of Glass	kg		1.0 W m ⁻¹ K ⁻¹

Sensores del laboratorio de Física Moderna

En el laboratorio de Física Moderna se cuenta con una gran cantidad de sensores, que facilitan el trabajo en los procesos de las mediciones de las diferentes magnitudes de la Física Moderna. Entre otros contamos con sensores de tiempo, velocidad, aceleración, fuerza, presión, temperatura, campos, sonido, luminosos, contadores Geiger, foto multiplicadores, sensores luminosos de alta sensibilidad que cubren la región IR, VIS, UV, y otros. Además tenemos tres interfaces Pasco 750 las cuales nos permiten interconectar los respectivos sensores con un PC.